

Intralock


Fémur Titanio



TRAUFIX
READY TO RUN

CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR INTRALOCK


MÚLTIPLES OPCIONES DE BLOQUEO



Innovador dispositivo de bloqueo distal para colocación precisa del perno 4.5mm



PARA REALIZAR BLOQUEO CON DISPOSITIVO
Paso preliminar calibración de la regleta distal para generar el orificio del dispositivo del bloqueo distal.



MEDIDAS

Clavo Intramedular para Fémur Intralock


Longitud	Diámetro 9mm	Diámetro 10mm	Diámetro 11mm
200mm	Cód. 157.20	Cód. 158.20	Cód. 216.20
240mm	Cód. 157.24	Cód. 158.24	Cód. 216.24
320mm	Izq. Cód. 136.32 / Der. Cód. 138.32	Izq. Cód. 137.32 / Der. Cód. 139.32	Izq. Cód. 180.32 / Der. Cód. 181.32
340mm	Izq. Cód. 136.34 / Der. Cód. 138.34	Izq. Cód. 137.34 / Der. Cód. 139.34	Izq. Cód. 180.34 / Der. Cód. 181.34
360mm	Izq. Cód. 136.36 / Der. Cód. 138.36	Izq. Cód. 137.36 / Der. Cód. 139.36	Izq. Cód. 180.36 / Der. Cód. 181.36
380mm	Izq. Cód. 136.38 / Der. Cód. 138.38	Izq. Cód. 137.38 / Der. Cód. 139.38	Izq. Cód. 180.38 / Der. Cód. 181.38
400mm	Izq. Cód. 136.40 / Der. Cód. 138.40	Izq. Cód. 137.40 / Der. Cód. 139.40	Izq. Cód. 180.40 / Der. Cód. 181.40

4.5mm TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR INTRALOCK(Cód. 166, Longitud 25mm-80mm)

6.5mm TORNILLO DESLIZANTE SUBTROCANTÉRICO INTRALOCK(Cód. 167, Longitud 60mm-105mm)

TAPÓN DE CIERRE CLAVO INTRAMEDULAR FÉMUR INTRALOCK (Cód. 168.12)

CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR RETRÓGRADO INTRALOCK



Cód. 166



Cód. 179



Cód. 178



Cód. 168.12

MEDIDAS

Clavo Intramedular para Fémur Retrógrado Intralock

Longitud	Diámetro 9mm	Diámetro 10mm	Diámetro 11mm
240mm	Cód. 161.24	Cód. 159.24	Cód. 160.24
260mm	Cód. 161.26	Cód. 159.26	Cód. 160.26
320mm	Cód. 176.32	Cód. 174.32	Cód. 175.32
340mm	Cód. 176.34	Cód. 174.34	Cód. 175.34
360mm	Cód. 176.36	Cód. 174.36	Cód. 175.36
380mm	Cód. 176.38	Cód. 174.38	Cód. 175.38

4.5mm TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR INTRALOCK(Cód. 166, Longitud 25mm-80mm)

6.4mm TORNILLO PARA CLAVO RETRÓGRADO INTRALOCKN(Cód. 179, Longitud 25mm-120mm)

6.4mm TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA CLAVO RETRÓGRADO INTRALOCK (Cód. 178, Longitud 40mm-120mm)

ARANDELA DE TITANIO PARA TORNILLO DE 4.5mm A 6.5mm (Cód. 182.65)

TAPÓN DE CIERRE CLAVO INTRAMEDULAR FÉMUR INTRALOCK (Cód. 168.12)

Aleación de Titanio 6Al4V ELI ASTM F136

Especial para implantes quirúrgicos

Design by **TRAUFIX**
READY TO RUN

HECHO EN MEXICO






EQUIPO CLAVO FÉMUR | ALL IN ONE KIT

INSTRUMENTAL E IMPLANTES EN UN KIT | FÁCIL & CÓMODO

CANT. EQUIPO

- 1 Punzón iniciador
- 1 Extractor universal
- 1 Llave allen chica
- 1 Llave allen grande
- 1 Mango en T de anclaje rápido
- 1 Medidor de alambre guía 120
- 1 Broca graduada con tope Ø 6.4
- 1 Medidor de profundidad 115 mm
- 6 Alambre guía(3 puntas roscadas/ 3 lisos) 2.5 x 35cm
- 2 Tornillo sujetador de clavo
- 1 Regleta de bloqueo en U
- 1 Posicionador de alambre guía
- 1 Bloque para palpador distal
- 2 Camisa exterior Ø 8.0
- 1 Desarmador para tornillo deslizante Ø 6.5
- 1 Camisa exterior corta Ø 8.0
- 1 Punta de desarmador hexagonal con anclaje rápido para Sujeción de clavo Ø 6.5
- 1 Desarmador hexagonal con mango en T para perno 4.5
- 1 Palpador con mango en T
- 1 Dilatador de tejido corto (Punzón) Ø 8.0
- 1 Broca con mango en T Ø 5.0
- 1 Dilatador de tejido largo (Punzón) Ø 8.0
- 1 Camisa interior Ø 2.5
- 1 Camisa interior Ø 6.4
- 1 Camisa interior Ø 4.3
- 1 Camisa interior Ø 4.3
- 1 Camisa interior Ø 5.2
- 1 Broca con tope 4.3 x 30cm
- 1 Broca 4.3 x 30cm
- 1 Desarmador hexagonal con mango en T
- 1 Broca 5.2 x 25 cm
- 10 Set de punta de rimas Ø 8.5 Ø 9.0 Ø 9.5 Ø 10.0 Ø10.5 Ø 11.0 Ø11.5 Ø12.0 Ø12.5 Ø 13.0
- 1 Impactador / percutor
- 3 Tornillo para regletas
- 1 Dispositivos para bloqueo distal/palpador
- 1 Protector de tejido
- 1 Guía con tramodular con mango en T
- 1 Rima Flexible
- 1 Broca iniciadora con tope Ø13
- 1 Regleta distal 180-240
- 1 Regleta para bloqueo proximal y subtrocantérico (Bloqueo a cabeza femoral)
- 1 Regleta distal 320-440
- 1 Alambre guía con punta de oliva 2.5
- 1 Broca 6.3
- 1 Camisa 6.3
- 1 Guía sin Oliva
- 1 Aditamento
- 1 Tornillo para aditamento
- 1 Regleta especial
- 1 Regleta retrógrado
- 1 Satélite



TRAUFIX

internationalsales@fixier.com.mx
(+52) 55 8106 3240

www.traufix.com

DIPROMEDIC MÉXICO

customerservice@dipromedic.com
(55) 9000 4888/ 89/ 90/ 91

DIPROMEDIC PERÚ

gustavo.dominguez@dipromedic.com
ventas.interdipro.peru@dipromedic.com
(+51) 947 732 069

 traufix.mx

 traufix